

CARTERA DE SERVEIS ESTERILITZACIÓ

ESTERI-DOC-003 Rev 04

Pre esterilització		
DESCRIPCIÓ	METODOLOGIA	TERMINI
Rentat instrumental	Eliminació restes orgànics de forma manual	Prioritari 30 minuts
		Programat per torn
	Eliminació restes orgànics de forma automàtica amb termodesinfectadora	Prioritari 1' 20 hores
		Programat per torn
Embolcall	Confeccionar els diferents paquets/ contenidors per ser esterilitzats	Prioritari 5'.
		Programat per torn

Magatzem pull CSG		
DESCRIPCIÓ	METODOLOGIA	TERMINI
Enmagatzematge del instrumental net del CSG	Conservació de l'instrumental en el magatzem fins al moment de la seva esterilització segons necessitat del programa quirúrgic diari.	Prioritari 20'
		Programat: fins la seva utilització

Esterilització		
DESCRIPCIÓ	METODOLOGIA	TERMINI
Esterilització amb Vapor	Eliminació microorganismes amb esterilitzador de vapor	Prioritari 30'
		Programat: tèxtil 1hora
		Contenidors 1'30 hores, cautxú 1 hora. (* temps es durada esterilització, tenir en compte que fins no tenir una carrega no s' iniciara el cicle). Si hi ha implant es fa control espora i són 30 minuts més.
Esterilització amb Oxid d' Etile	Eliminació microorganismes amb l'esterilitzador oxid d' etile	Programat diari 14 hores
Esterilització amb peròxid d' Hidrògen (H2O2)	Eliminació microorganismes amb l'esterilitzador H2O2	Programat a demanda

Magatzem estèril		
DESCRIPCIÓ	METODOLOGIA	TERMINI
Enmagatzematge del instrumental	Distribució i conservació del instrumental en el magatzem fins la seva dispensació	Prioritari 5'
		Programat: fins la seva utilització

Transport de material estèril al CSG		
DESCRIPCIÓ	METODOLOGIA	TERMINI
		30'

Transport del material estèril al CSG amb carros específics i mitjançant el suport del TCAI transporter (furgoneta).	Distribució del material des del magatzem estèril del HGG fins al servei de quiròfan del CSG.	Horaris programats: 06:45, 10:00-10:30, 13:00, 15:00, 17:00-17:30; 20:00; + viatges urgents;
--	---	--

Material de trànsit		
DESCRIPCIÓ	METODOLOGIA	TERMINI
Gestió material transit	Recepció, comprovació i preparació del material per la seva utilització	3 hores des de l'arribada del material, si hi ha implant són 30 minuts més per resultat del control espores.
Entrega proveïdor material transit	Neteja, col·locació dins els contenidors per retornat material al comercial	Prioritari: 2 hores de la utilització
		Programat: per torn

Reparacions		
DESCRIPCIÓ	METODOLOGIA	TERMINI
Enviament instrumental espallar	Recepció, valoració i preparació instrumental per enviar-lo a reparar	Cada divendres si no es urgent
		El mateix dia si es urgent
Recepció instrumental arreglat	Rebuda, comprovació i preparació del instrumental arreglat per la seva esterilització	Depent del material i de la casa comercial que el repara.

Sara Cannariato, Laura Blanco i Astrid Martínez

Feb-25