

Pre esterilització		
DESCRIPCIÓ	METODOLOGIA	TERMINI
Rentat instrumental	Eliminació restes orgàniques de forma manual	Prioritari 20 minuts
		Programat per torn
	Eliminació restes orgànics de forma automàtica amb termodesinfectadora	Prioritari 1' 20 hores
		Programat per torn
Embolcall	Confeccionar els diferents paquets/ contenidors per ser esterilitzats	Prioritari 5'.
		Programat per torn

Esterilització		
DESCRIPCIÓ	METODOLOGIA	TERMINI
Esterilització amb Vapor	Eliminació microorganismes amb esterilitzador de vapor	Prioritari 30'
		Programat: tèxtil 1hora
		Contenidors 1'30 hores, cautxú 1 hora. (* temps es durada esterilització, tenir en compte que fins no tenir una carrega no s' iniciarà el cicle)
Esterilització amb Òxid d' Etilè	Eliminació microorganismes amb l'esterilitzador òxid d'etilè	Programat diari 14 hores
Esterilització amb peròxid d' Hidrogen (H2O2)	Eliminació microorganismes amb l'esterilitzador H2O2	Programat a demanda

Magatzem estèril		
DESCRIPCIÓ	METODOLOGIA	TERMINI
Emmagatzematge del instrumental	Distribució i conservació de l'instrumental en el magatzem fins la seva dispensació	Prioritari 5'
		Programat: fins a la seva utilització

Material de trànsit		
DESCRIPCIÓ	METODOLOGIA	TERMINI
Gestió material trànsit	Recepció, comprovació i preparació del material per la seva utilització	3 hores des de l'arribada del material
Entrega proveïdor material trànsit	Neteja, col·locació dins els contenidors per retornat material al comercial	Prioritari: 2 hores de la utilització
		Programat: per torn

Reparacions		
DESCRIPCIÓ	METODOLOGIA	TERMINI
Enviament instrumental espatllar	Recepció, valoració i preparació instrumental per enviar-lo a reparar	Cada divendres si no és urgent
		El mateix dia si és urgent
Recepció instrumental arreglat	Rebuda, comprovació i preparació de l'instrumental arreglat per la seva esterilització	Depèn del material i de la casa comercial que el repara.

Agnès Bolaño Guri

Cap d'Àrea Bloc Quirúrgic

Gener